

## myVolt Mini Power Supply



**Benchmark** Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55E2100-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: E2100-E

**275,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 200 V, 200 mA

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** myVolt Power Spply

**Produkttyp:** Spannungsversorgung

**Verpackung:** 1 Stück

Voltage Output: 100V or 200V constant

Current Output: Max. 200 mA

Max Wattage: 40 W Output

Terminals: 2 pairs (wired in parallel)

Dimensions (W x D x H): 16 x 11.5 x 5.7 cm

Weight: 0.4 kg

Electrical: 100 - 240V, 50 - 60Hz