

Accuris SmartDoc 2.0 System with Blue Light Illum.



Benchmark
Scientific

1 Stück
Artikel-Nr.: 55E5001-SDB-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: E5001-SDB-E

895,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Geldokumentationssystem mit Blaulichtanregung

Technische Daten

- **Maximale Gel-Größe:** 15 x 15 cm
- **Lichtquelle:** High Intensity Blue LED
- **Foto-Filter:** Orange PMMA, 12 mm Aperture
- **Viewing Cover:** Orange PMMA, 18 x 18 cm
- **Kompatibilität:** iPhone™, Android™, etc. (Smart Phones & Tablets mit einer Kamera)
- **Abmessungen (B x T x H):** 23 x 19 x 22 cm
- **Gewicht** 1.2 kg
- **Stromversorgung** 100 - 230 V, 50 - 60 Hz
- **Garantie:** 2 Jahre

Mit der SmartDoc 2.0 können Sie Nukleinsäure im Agarose-Gel anschauen und diese mit Ihrer Handy-Kamera oder Ihrem Tablet aufnehmen.