

## Donkey-anti-mouse IgG 490

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 491nm, Emission: 515nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541254 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-05789-250

**135,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anregung:** 491 nm  
**Anti-:** Mouse  
**Applikation:** Fluoreszenz  
**Emission:** 515 nm  
**Konjugat:** Fluorophor  
**Origin:** Donkey  
**Verpackung:** 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)