

## Donkey-anti-mouse IgG 490

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 491nm, Emission: 515nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541254 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-05789-250

**121,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Anregung:** 491 nm

**Anti-:** Mouse

**Applikation:** Fluoreszenz

**Emission:** 515 nm

**Konjugat:** Fluorophor

**Origin:** Donkey

**Verpackung:** 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)