

## Donkey-anti-rabbit IgG 550

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 551nm, Emission: 565nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541266 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-05793-250

**135,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anregung:** 551 nm  
**Anti-:** Rabbit  
**Applikation:** Fluoreszenz  
**Emission:** 565 nm  
**Konjugat:** Fluorophor  
**Origin:** Donkey  
**Verpackung:** 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)