

Goat-anti-rat IgG 650

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 653nm, Emission: 672nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541218 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-05770-250

135,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anregung: 653 nm
Anti-: Rat
Applikation: Fluoreszenz
Emission: 672 nm
Konjugat: Fluorophor
Origin: Goat
Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com