

Donkey-anti-mouse IgG IR800

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 783nm, Emission: 800nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541262 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-05784-250

135,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anregung: 783 nm
Anti-: Mouse
Applikation: Fluoreszenz
Emission: 800 nm
Konjugat: Fluorophor
Origin: Donkey
Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com