

Donkey-anti-rabbit IgG IR700

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 690nm, Emission: 709nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541270 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-05785-250

135,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anregung: 690 nm
Anti-: Rabbit
Applikation: Fluoreszenz
Emission: 709 nm
Konjugat: Fluorophor
Origin: Donkey
Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com