

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 3er-Pack 10

je 1 x 0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl Pipette
Spitzenracks: 10/200/1000 µl, 1 x Linear Stand



 **sartorius**

1 Stück
Artikel-Nr.: 654896 | Sartorius

725,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline[®] Plus 3er Pack 10

3 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt

Pipetten

- 0.5-10 µl
- 10-100 µl
- 100-1.000 µl

Je ein Rack Pipettenspitzen:

- 10 µl
- 200 µl
- 1.000 µl

1x Pipetten-Halter: Linear Stand (675620) für bis zu 6 Pipetten