

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 3er-Pack 20

je 1 x 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl Pipette
Spitzenrack: 2x 200, 1x 1000 µl, 1x Linear Stand



 **sartorius**

1 Stück
Artikel-Nr.: 654897 | Sartorius

725,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline[®] Plus 3er Pack 20

3 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipette:

- 2-20 µl
- 20-200 µl
- 100-1.000 µl

Pipettenspitzen

- 2x 200 µl
- 1.000 µl

1x "Linear Stand" Halter für bis zu 6 Pipetten (Art. Nr.: 675620)