

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 5er-Pack 10

var. Vol.: 10 µl, 100 µl, 200 µl, 1000 µl, 5000 µl
Racks: 10, 2x200, 1000, 5000 µl, 1x Linear Stand



 **sartorius**

1 Stück
Artikel-Nr.: 654900 | Sartorius

1.170,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 5000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline[®] Plus 5er Pack 10

5 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 0.5-10 µl
- 10-100 µl
- 20-200 µl
- 100-1.000 µl

- 500-5.000 µl

Pipettenspitzen

- 1 Rack 10 µl
- 1 Rack 200 µl
- 1 Rack 1.000 µl
- 1 Rack 5.000 µl

1 x "Linear Stand" (Art. Nr.: 675620) Pipettenhalter für bis zu 6 Pipetten