

Proline Plus Pipetten 3+1 Pack

0.5-10, 20-200, 100-1000 µl und 8-Kanal 30-300 µl
Racks: 10, 200, 300, 1000 µl, 1 x Linear Stand



1 Stück
Artikel-Nr.: 654902 | Sartorius

1.310,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline[®] Plus 3+1 Pack

3 mechanische 1-Kanal Pipetten, 1 mechanische 8-Kanal Pipette; inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 0.5-10 µl
- 20-200 µl
- 100-1000 µl

8-Kanal Pipette

- 30-300 µl

Pipennenspitzen

- 1 Rack 10 µl
- 1 Rack 200 µl
- 1 Rack 350 µl
- 1 Rack 1.000 µl

1 x "Linear Stand" Pipettenhalter für bis zu 6 Pipetten