

## Proline Plus 1-Kanal Pipetten 3-Pack max

100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl  
je 1 Rack 1000, 5000, 10000 µl, 1 x Linear Stand



1 Stück  
Artikel-Nr.: 654903 | Sartorius

**725,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette, Starterkit  
**Marke:** Sartorius Proline Plus  
**Pipettenvolumen:** bis 10000 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

## Proline<sup>®</sup> Plus 3er Pack MAX

**3 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter**

### Inhalt:

#### 1-Kanal Pipetten:

- 100–1.000 µl
- 500-5.000 µl
- 500-10.000 µl

#### Pipettenspitzen:

- 1.000 µl
- 5.000 µl
- 10.000 µl

1 x **Linear Stand**, Pipettenhalter, für bis zu 6 Pipetten