

Mirage Connect - 2D Barcode Rackscanner

mit -80°C Cryoschutz, für SBS Formate



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601023 | Ziath

6.670,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Cryoprotection:	Mit Cryoprotection
Lesbare Rack Formate:	Racks im SBS Format
Produkttyp:	2D Barcode Rackscanner
Technologie:	Kamera Scanner
Verpackung:	1 Stück

Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design

Features:

- Sichere schnelle (<2s) Barcode Decodierung
- Neue robuste Kameratechnik, 16 MP / Autofokus
- Liest SBS Racks im 24, 48, 96, 138HD, 240, 384 Design und Acoustic Racks
- Weitere Formate können zugefügt werden
- Cryoprotection zur Verhinderung vom Beschlagen des Scannfensters
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack
- Kompatibel mit RJ45/USB Anschlüssen, integrationsfähig, netzwerkgeeignet
- Maße (LxBxH): 208 x 135 x 80 mm