

## Biozym Hot-Start Taq DNA Polymerase, inkl. Buffer

5 U/μl (400/1000 rxn à 50/20 μl)



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

500 Units (2 x 250)

Artikel-Nr.: 331620L | Biozym

**42,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	Frühlingsaktion
<b>High-Fidelity:</b>	nein
<b>Hot-Start:</b>	ja
<b>Master Mix / Enzym:</b>	Enzym
<b>Multiplex:</b>	nein
<b>PCR / RTPCR:</b>	PCR
<b>PCR-Optimierung:</b>	Standard
<b>Verpackung:</b>	500 Units, 500 Units (2 x 250)

### Hot-Start Enzym auch für schwierige Templates

- Robustes Hot-Start Enzym auch für komplexe Templates bis 6 kb
- Hot-Start Technologie für sensitive Detektion von low-copy Templates
- Hohe Ausbeuten bei Standard- und Fast-PCR-Bedingungen
- Hohe Geschwindigkeit durch kurze Elongationszeiten von 15 s/kb