

Biozym Hot-Start Taq DNA Polymerase, inkl. Buffer

5 U/μl (400/1000 rxn à 50/20 μl)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

500 Units (2 x 250)
Artikel-Nr.: 331620L | Biozym

60,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

High-Fidelity:	nein
Hot-Start:	ja
Master Mix / Enzym:	Enzym
Multiplex:	nein
PCR / RTPCR:	PCR
PCR-Optimierung:	Standard
Verpackung:	500 Units, 500 Units (2 x 250)

Hot-Start Enzym auch für schwierige Templates

- Robustes Hot-Start Enzym auch für komplexe Templates bis 6 kb
- Hot-Start Technologie für sensitive Detektion von low-copy Templates
- Hohe Ausbeuten bei Standard- und Fast-PCR-Bedingungen
- Hohe Geschwindigkeit durch kurze Elongationszeiten von 15 s/kb