

## Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, großer Deckel

graduiert, "easy to open", DNA-, DNase-, RNasefrei  
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 500 Stück  
Artikel-Nr.: 710341 | Biozym

**20,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** easy to-open Druckverschluss  
**Farbe:** farblos  
**Graduierung:** graduert  
**Kategorie:** Reaktionsgefäße  
**Material:** PP  
**Verpackung:** Beutel à 500 Stück  
**Volumen:** 1.5 ml

#### Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, großer Deckel, graduert, "easy to open"

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.1 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis > 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Temperaturbereich: -80°C bis +121°C
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle