

Transferpipette mit 0.25 ml Graduierung bis 1 ml

Länge 15.2 cm, Kapazität 5.8 ml, großer Saugball
Saugballvolumen 4.3 ml, Tropfen pro ml: 20



10 Packungen à 500 Stück
Artikel-Nr.: 760555EX | Biozym

209,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette
Pipettenvolumen: Kapazität 5.8 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 4.3 ml, Tropfen pro ml: 20, graduiert
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück