

myFuge Mini Zentrifuge

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.

2 X



%

2 Stück
Artikel-Nr.: A55C1008 | Aktion

358,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: blau, grün, klar, lila, rot
Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)
max. RCF (x g): bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8
Verpackung: 2 Stück

Aktion: 2 myFuge Mini Zentrifugen zum Sonderpreis.
Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.

Mit praktischem Klik-n-Lok System für Rotorwechsel ohne Werkzeug

- Mit 2 Rotoren für Tubes und Strips
8 x 1,5/2,0 ml Tubes – 32 x 0,2 ml Tubes – 4 x PCR-Strips (8 x 0,2 ml)
- 6.000 rpm (2.000 g), stoppt in nur 1 Sekunde
- Aufbewahrung von Adaptern und Rotor im Zentrifugenboden