

## LEGENDplex Mouse TPO Capture Bead A7, 13X



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740688 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 740688

**95,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** Multiplex - Component

**Format:** LPLEX

**Species of Origin:** N/A

**Verpackung:** 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Mouse TPO Capture Bead A7, 13X

Clone:

Isotype:

Other\_Names: Thrombopoietin, MPLLG, Myeloproliferative Leukemia Virus Oncogene Ligand, TPO-1, TPO-2, TPO-3, TPO-4

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Mouse

Format: LPLEX

App\_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15209>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>