

## Alexa Fluor® 647 anti-human CD18

Mouse IgG1, kappa  
CBR LFA-1/2



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B366312 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 366312

**259,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** CBR LFA-1/2  
**Format:** A647  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD18

Clone: CBR LFA-1/2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Integrin beta2 subunit, LFA -1 beta subunit, beta2 integrin, ITGB2, b2 integrin, beta 2 integrin

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A647

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15334>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>