

Purified anti-Dynamin-1

Mouse IgG2a, kappa
P83G4B6



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B604002 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 604002

203,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IHC-P, WB
Clone: P83G4B6
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Dynamin-1

Clone: P83G4B6
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: DNM1, DNM, DMN-1, dynamin 1
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14930>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>