

FITC Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2b, kappa
27-35



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B402208 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 402208

82,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 27-35
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

FITC Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Clone: 27-35
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names:
Size: 100 µg

Reactivity:
Format: FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15172>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>