

SafeSeal SurPhob Spitzen, 200 µl XL, steril

Filterspitze, Low Binding, graduert, Multivolumen
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0280 | Biozym

101,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 91 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 200 µl XL

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>