

Nunc Leerrack für ScrewTop Tubes, 1.8 ml, mit BC

Rack mit Deckel für 1.8 ml Gefäße, 48er Format mit externem Gewinde, Rack mit 2D, Orientation, HR-BC



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks (leer)
Artikel-Nr.: 59331830-BR | Thermo

209,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: Nunc
Codierung: 2D-Barcode, HR-Barcode, Orientation-Barcode
Format: SBS Rack Latch leer
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Rack leer
Verpackung: 10 Latch Racks (leer)