

SurPhob Spitzen, 300 µl XL

Low Binding, graduert, Multivolumen
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0135 | Biozym

52,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Spitzenlänge: 91 mm

SurPhob Low Binding Pipettenspitze, 300 µl

Passend für alle gängigen Pipetten (20 µl, 100 µl, 300 µl)

Mit dieser verlängerten Spitze (91 mm) kann der Boden von Probenröhrchen einfach erreicht werden, ohne eine Kontamination des Pipettenkonus zu riskieren.

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>