

PocketBloc Touch

Bis 3000 rpm, Basiseinheit ohne Block



1 Stück
Artikel-Nr.: 551070 | Biozym

2.120,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Einstellbarer Temperaturbereich :

0°C bis 100°C (Kleinstes Inkrement: 0,1°C)

Temperaturkontrollbereich

RT - 15°C bis 100°C (Minimaltemperatur: 0°C)

Einstellbarer Zeitbereich

1 min bis 99 h 59 min

Mischgeschwindigkeit

300 bis 3000 U/min (je nach Block)

Amplitude: 3 mm

Genauigkeit Blocktemperatur

< ± 0,5°C (20°C bis 45°C)

< ± 0,8°C (<20°C oder >45°C)

Blockhomogenität

< ± 0,5°C (20°C bis 45°C)

< ± 0,8°C (<20°C oder >45°C)

Speicherplatz: 10 Speicherplätze

Erhältliche Blockformate

- 35 x 1,5 ml Tubes
- 35 x 2,0 ml Tubes

- 54 x 0,5 ml Tubes
- 96 x 0,2 ml Tubes
- 12 x 5,0 ml Tubes
- 12 x 15 ml Tubes
- 4 x 50 ml Tube
- 20 x 1,5 ml und 32 x 0,2 ml
- 1 x 384 Tubes

Heizung und Kühlung: Peltierelement

Größe: 310 x 210 x 145 mm (L x H x B)

Gewicht: 5,9 kg

Stromversorgung: 100 - 240 V, 180 W

Garantie und Gewährleistung: 1 Jahr

Beschreibung

Eigenschaften: Wechselblock

Kapazität: Mikrotiterplatte, Tubes

Kategorie: Heizblock

Verpackung: 1 Stück

Programmierbarer Thermomixer mit buntem Touchdisplay

- Bis zu 10 Programme speicherbar
- Hohe Mischgeschwindigkeiten bis zu 3000 rpm
- sekundenschneller Blockwechsel
- Heizen- und Kühlen durch Peltierelemente