


Block 384 Well für PocketBloc Touch

Bis 3000 rpm



1 Stück
Artikel-Nr.: 551081 | Biozym

560,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Mischgeschwindigkeit:
3000 rpm

Heizrate:
25°C zu 95°C: ≈12min

Kühlrate:
95°C zu 25°C: ≈12min
RT – 10°C: ≈12min

Gewicht:
0,36 Kg

Deckel:
Ja