


Block 4 x 50 ml für PocketBloc Touch

Bis 1000 rpm



1 Stück

Artikel-Nr.: 551088 | Biozym

470,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Mischgeschwindigkeit:
1000 rpm

Heizrate:
25°C zu 95°C: ≈21min

Kühlrate:
95°C zu 25°C: ≈21min
RT – 10°C: ≈18min

Gewicht:
0,98 Kg

Deckel:
Nein