


Block 20x 1.5 ml + 32x 0.2 ml für PocketBloc Touch

Bis 2000 rpm



1 Stück
Artikel-Nr.: 551089 | Biozym

560,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Mischgeschwindigkeit:
2000 rpm

Heizrate:
25°C zu 95°C: =12min

Kühlrate:
95°C zu 25°C: =14min
RT – 10°C: =12min

Gewicht:
0,5 Kg

Deckel:
Nein