

# Accuris Analytical Balance, Serie Tx, 220 g

Internal Calibration, Touchscreen



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück  
Artikel-Nr.: 55W3102A-220-E | Benchmark | Hersteller-Nr.:  
W3102A-220-E

**3.218,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Technische Daten

	Dx Serie		Tx Serie	
<b>Model</b>	55W3101A-120-E	55W3101A-220-E	55W3002-A-120-E	55W3102A-220-E
<b>Wägebereich</b>	120g	220g	120g	220g
<b>Auflösung</b>	0,1mg		62g x 0,01mg 120g x 0,1mg	0,1mg
<b>Linearität</b>	±0,2mg		±0,08mg ±0,2mg	±0,2mg
<b>Wiederholbarkeit</b>	±0,1mg		±0,03mg ±0,1mg	±0,1mg

<b>Größe der Wägeschale</b>	80mm	
<b>Windschutz</b>	Ja, Glas	
<b>Wägeeinheiten</b>	g, mg, carats, oz, lbs, dwt, t, gn	
<b>Kalibrierung</b>	Intern (Quick Cal™) und Extern	
<b>Display</b>	13,3 x 3,8 cm LCD Bildschirm	10,8 x 6,4 cm Farb-Touchscreen
<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	34,29 x 21,59 x 33,02 cm	
<b>Verbindung</b>	RS232	RS232 und USB
<b>Gewicht</b>	6 kg	

## Beschreibung

**Auflösung:** 0.1 mg

**Kalibrierung:** Intern

**Verpackung:** 1 Stück

**Wägebereich:** bis 220 g

Die Dx und Tx Serien der Accuris™ Analysewaagen sind die fortschrittlichsten Waagen der Accuris Linie, die auf der EFR (*electromagnetic force restoration*) Technologie basieren. Dadurch können Gewichte im niedrigen mg Level bestimmt werden.

Folgende Vorteile bringen die Dx und Tx Serien der Analysenwaagen mit sich:

- Eine interne Kalibrierung (Quick-Cal™) ermöglicht, dass die Waage zu jederzeit kalibriert und einsatzbereit ist
- Auto-Kalibrierung kann für spezifische Zeitintervalle eingestellt werden
- Platzsparend: mehr Technologie mit kompakten Außenmaßen

Die Tx Serie bringt zusätzlich folgende Vorteile mit sich:

- Auflösung bis 0,01 mg möglich (55W3002-A-120-E)

- Großer, hochauflösender Touchscreen, welcher durch Icons einen schnellen und intuitiven Zugang zu einer großen Auswahl an hilfreichen Funktionen führt