

## Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.2 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene  
farbloser Deckel, Rack mit Barcode



SCIENCE IS OUR BUSINESS

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)  
Artikel-Nr.: 593748-BR | Thermo

**577,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Matrix
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode, Rack mit Code
<b>Format:</b>	Rack im SBS Format
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Innengewinde
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)
<b>Volumen:</b>	0.2 ml