

MC-24 Touch Microcentrifuge



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2417-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: C2417-E

2.911,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- Technische Daten: Geschwindigkeit 200 bis 13.500 U / min (100 bis 16.800 x g)
- Kapazität 24 x 1,5 / 2,0 ml Tubes 2 x 0,2 ml 8-Well Strips Einstellintervall 100 rpm / 100 rcf
- Timer 1 bis 99 Minuten / Dauerbetrieb
- Kurzzeitlauf: Ja
- Gewicht 6,4 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Garantie: 2 Jahre

Beschreibung

Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Kapazität:	1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2)
max. RCF (x g):	über 15000
Positionen (1.5/2.0 ml):	13 bis 24
Verpackung:	1 Stück

MC-24™ Touch Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge mit COMBI-Rotor

Die Vorteile:

- Vollfarb-Touchscreen zeigt die tatsächliche Geschwindigkeit (in U/min oder RCF) zusammen mit der eingestellten und verbleibenden Zeit an
- mySpin™ 1-Tasten Programmabruf
- COMBI-Rotor™ nimmt Tubes und Streifen auf
- Kompaktes Design (22 x 30,5 x 19,7 cm)
- Einzigartiges patentiertes Luftströmungssystem schützt die Proben vor Erwärmung

Neben dem Touchscreen Bedienfeld bietet die Zentrifuge eine hohe Geschwindigkeit (bis zu 13.500 U/min/16.800 xg) und einen einzigartigen COMBI-Rotor™ mit Deckel, der sowohl Standard-Mikroröhrchen (1,5/2,0 ml) als auch PCR-Röhrchen/-Streifen (0,2 ml) aufnimmt, was sie zum perfekten Partner für jedes molekularbiologische Labor macht.