

## Tube Holder, 11 x 1.5/2.0 ml



**Benchmark**  
Scientific

2 Stück  
Artikel-Nr.: 55R2020-1520 | Benchmark | Hersteller-Nr.: R2020-1520

**82,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Verpackung: 2 Stück

Tube holder, 11 x 1.5/2.0 ml

Eine Packung der Tube Holder (55R2020-1520) ist im Lieferumfang von Roto-Mini, Roto-Mini Plus, Roto-Therm oder Roto-Therm Plus enthalten und muss nicht separat bestellt werden.