

## Tube Holder, 5 x 5-7 ml



**Benchmark**  
Scientific

2 Stück  
Artikel-Nr.: 55R2020-0507 | Benchmark | Hersteller-Nr.: R2020-0507

**82,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** 2 Stück

**Tube Holder 5 x 5-7 ml**

Eine Packung der Tube Holder (55R2020-0507) ist im Lieferumfang von Roto-Mini, Roto-Mini Plus, Roto-Therm oder Roto-Therm Plus enthalten und muss nicht separat bestellt werden.