

Tube Holder, 4 x 10-15 ml



Benchmark
Scientific

2 Stück

Artikel-Nr.: 55R2020-150 | Benchmark | Hersteller-Nr.: R2020-150

82,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: 2 Stück

Tube Holder 4 x 10-15 ml

Ein Packung der Tube Holder (55R2020-150) ist im Lieferumfang von Roto-Mini, Roto-Mini Plus, Roto-Therm oder Roto-Therm Plus enthalten und muss nicht separat bestellt werden.