

## Tube Holder, 6 x 50 ml



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55R2020-500 | Benchmark | Hersteller-Nr.: R2020-500

**67,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** 1 Stück

**Tube Holder, 6 x 50 ml**

Ein Tube Holder (55R2020-500) ist im Lieferumfang von Roto-Mini, Roto-Mini Plus, Roto-Therm oder Roto-Therm Plus enthalten und muss nicht separat bestellt werden.