


## Tube Holder, 96 x 0.2 ml

12 PCR stripes or one PCR Plate  
(nur für 55R2024-E und 55H2024-E)



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55R2020-PCR | Benchmark | Hersteller-Nr.: R2020-PCR

**96,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

**Tube Holder, 96 x 0.2ml**

Für 96 x 0.2 ml oder 12 PCR Streifen oder eine PCR-Platte.

Dieser Tube Holder ist nicht im Lieferumfang von Roto-Mini, Roto-Mini Plus, Roto-Therm, oder Roto\_Therm Plus enthalten und muss separat bestellt werden.

**Dieser Tube-Holder ist nur für die "Plus" Modelle geeignet**

Roto-Mini **Plus** (55R2024-E)

Roto-Therm **Plus** (55H2024-E)