

riplate 384 SW 120 µl, V-Boden

Material: Polypropylen



Ritter

Packung à 60 Stück

Artikel-Nr.: 742976 | Ritter | Hersteller-Nr.: 43004-0120

179,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: V-Boden
Kategorie: 384er riplate
Material: PS
Verpackung: Packung à 60 Stück
Volumen: 0.12 ml

Riplate® 384 Well Platten – der multifunktionelle Standard

- Riplate® 384 – optimal für kleinere Volumina
- Sowohl in PS als auch in PP für automatisierte Screening- und Lagerungssysteme
- Alphanumerische Kennzeichnung zur der Proben
- Runde Kavitäten zur Verringerung der Kapillarkräfte
- Eckige Kavitäten für mehr Volumen
- Mit flachem Wellboden – ideal für mikroskopische und optische Anwendungen
- Mit V-Boden für hohe Probenrückgewinnung
- 3 mm hoher Rand für ein stabiles und rutschfreies Stapeln
- Mit erhöhtem Well-Rand zur Verhinderung von Kreuzkontamination und besserem Verschließen der Platten mit Folien
- Transparent (PP) – als perfekte Lagerplatte
- Klar (PS) – für mikroskopische Anwendungen
- Weiß (PS) – bietet hohe Lumineszenz
- Schwarz (PS) – für Fluoreszenzpolarisation
- Gesamtvolumen: 60 µl / Well
- Arbeitsvolumen: 30 - 50 µl / Well