

## XL Rack25, magenta

für 25 x 5 ml Gefäße

Deckel: Polystyren, Basis: schlagfestes Polystyren



magenta

**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 3 Stück  
Artikel-Nr.: 733181 | Biozym

**37,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** magenta

**Gefäßgröße:** 5.0 ml

**Stellplätze:** 25

**Verpackung:** Packung à 3 Stück

Das aus Polystyrol bestehende 5 ml XL Rack bietet 25 x 5 ml Gefäßen Platz. Das Rack wird mit einem transparentem Deckel geliefert, die jeweiligen Positionen sind mit Ziffern von 1 bis durchlaufend Position 25 bedruckt. Dank eines Eckanschnittes am Deckel sowie am Rack muss der Deckel positionstreu aufgesetzt werden. Der Deckel ist beschreibbar.

Das XL Rack ist von -90°C bis +80° C einsetzbar.