

XL Rack25, gelb

für 25 x 5 ml Gefäße

Deckel: Polystyren, Basis: schlagfestes Polystyren



gelb

Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 3 Stück
Artikel-Nr.: 733184 | Biozym

37,60 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: gelb
Gefäßgröße: 5.0 ml
Stellplätze: 25
Verpackung: Packung à 3 Stück

Das aus Polystyrol bestehende 5 ml XL Rack bietet 25 x 5 ml Gefäßen Platz. Das Rack wird mit einem transparenten Deckel geliefert, die jeweiligen Positionen sind mit Ziffern von 1 bis durchlaufend Position 25 bedruckt. Dank eines Eckanschnittes am Deckel sowie am Rack muss der Deckel positionstreu aufgesetzt werden. Der Deckel ist beschreibbar.

Das XL Rack ist von -90°C bis +80° C einsetzbar.