

AdvanBlock-Fluor Blocking Buffer (1X)

Blocking Buffer Solution 1x optimized for
Fluorescent Immunoblots



1 Liter

Artikel-Nr.: 541035 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-03729-E10

166,40 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Eigenschaften: für Fluoreszenz-Immunoblots (1X)

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Blocking Puffer

Verpackung: 1 Liter