

AdvanBlock-Fluor Blocking Buffer (1X)

Blocking Buffer Solution 1x optimized for
Fluorescent Immunoblots



1 Liter

Artikel-Nr.: 541035 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-03729-E10

166,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Eigenschaften: für Fluoreszenz-Immunoblots (1X)
Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie
Produkttyp: Blocking Puffer
Verpackung: 1 Liter