

5 ml WorkRack, orange

für 25 x 5 ml Gefäße
LxBxH = 147 x 114 x 38 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 733193 | Biozym

53,80 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	17 mm
Farbe:	orange
Gefäßgröße:	5.0 ml
Stellplätze:	25
Verpackung:	Packung à 5 Stück

Arbeitsrack

- Das aus Polypropylen bestehende 5 ml WorkRack bietet 25 x 5 ml Gefäßen Platz.
- Die Wells sind nummeriert.
- Das autoklavierbare Rack ist bis -90° C einsetzbar.