

5 ml WorkRack, farblich gemischt

je 5 x blaue, rote, orange, für 25 x 5 ml Gefäße
LxBxH = 147 x 114 x 38 mm



Packung à 15 Stück
Artikel-Nr.: 733194 | Biozym

154,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	17 mm
Farbe:	gemischt
Gefäßgröße:	5.0 ml
Stellplätze:	25
Verpackung:	Packung à 15 Stück

Arbeitsrack

- Das aus Polypropylen bestehende 5 ml WorkRack bietet 25 x 5 ml Gefäßen Platz.
- Die Wells sind nummeriert.
- Das autoklavierbare Rack ist bis -90° C einsetzbar.