

## Handschuhe, duoSHIELD PFT Nitril 240

Größe XS/6, puderfrei

MP Kl. 1 (EU) 2017/745, Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Packungen à 200 Stück

Artikel-Nr.: 743060X | SHIELD | Hersteller-Nr.: 658121

**175,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AQL:</b>             | 0.65                                                            |
| <b>Einsatzbereich:</b>  | duales Risiko                                                   |
| <b>Größe:</b>           | XS/6                                                            |
| <b>Handschuhdesign:</b> | beidhändig verwendbar, einwandig, texturierte Fingerspitzen     |
| <b>Länge:</b>           | 240 mm                                                          |
| <b>Material:</b>        | Nitril                                                          |
| <b>Produktlinie:</b>    | duoSHIELD                                                       |
| <b>Sterilität:</b>      | nicht steril                                                    |
| <b>Verpackung:</b>      | 10 Packungen à 200 Stück                                        |
| <b>Zertifikate:</b>     | ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus, MDR Class I |

### Blau: Duales Risiko

- Medizinischer Handschuh, Untersuchungshandschuh, Laborhandschuh
- Doppelte Registrierung für persönlichen und Patientenschutz
- In Übereinstimmung mit den neuesten Europäischen Standards:
  - Kategorie III PSA Handschuhe (PSA Verordnung (EU) 2016/425)
  - MP Klasse 1 (MPG Verordnung (EU) 217/745)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreie Nitrilhandschuhe, nicht steril

- Ambidextrous
- 240 mm / 0.08 mm (EN 455-2:2015 und ISO 21420:2020)
- AQL <0,65 (ISO 374-2:2019 Level 3 und EN 455-1:2020)
- Biologisches Risiko (ISO 374-5:2016 VIRUS)
- Virenresistent (ISO 16604:2004 Prozedur B)
- Auf Chemikalienpermeation getestet - Typ B KPT gemäß ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test Methode EN 16523-1:2015+A1:2018).
- Typ I Hypersensitivität nicht vorhanden - Typ IV Hypersensitivität reduziert
- Maße des Dispenser (L x B x H in mm): 250 x 130 x 86