

## 10 ml Pipettier-Reservoir, PS, weiß

7.2 x 2.1 x 1.8 cm (L x B x H)



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 100 Stück  
Artikel-Nr.: 675025 | Biozym

**78,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Material:** PS

**Verpackung:** Packung à 100 Stück

**Volumen:** 10 ml

Pipettier-Reservoirs

**Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.**

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen