

Leerrack m. Barcode f. 0.2 ml Matrix 2D Tubes

Rack mit Orientation Code, linearem und 2D Code
für 0.2ml Schraubdeckel und 0.5ml Folienverschluss



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Stück

Artikel-Nr.: 594898-BR | Thermo

174,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Matrix
Codierung:	ohne Codierung
Format:	Rack mit Barcodes
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Rack leer
Verpackung:	10 Stück