

25 ml Pipettier-Reservoir, PS, steril, weiß

10.2 x 2.5 x 2.1 cm (L x B x H)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 40 x 5 Stück
Artikel-Nr.: 675030 | Biozym

211,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Material: PS
Sterilität: steril
Verpackung: Packung à 40 x 5 Stück
Volumen: 25 ml

Pipettier-Reservoirs

Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen .
- Alle sterilen Reservoirs sind individuell in hoch qualitativen HDPE Beuteln verpackt und durch ein ISO zertifiziertes Unternehmen Gamma sterilisiert worden.