

50 ml Pipettier-Reservoir, PVC, klar

10.2 x 2.8 x 3.0 cm (L x B x H)



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 100 Stück
Artikel-Nr.: 675044 | Biozym

95,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Material: PVC

Verpackung: Packung à 100 Stück

Volumen: 50 ml

Pipettier-Reservoirs

Premium Pipettier Reservoirs, besonders robust und stabil durch größere Wandstärke.

- Die speziell designten Eckbereiche verhindern ein Verkleben aufeinander gestapelter Reservoirs
- Ausgusslinien in den Eckbereichen ermöglichen ein verlustfreies Entleeren der Reservoirs
- Die nach unten konisch zulaufenden Reservoirs enden in einer abgerundeten Rinne, durch die nahezu verlustfrei das eingefüllte Reagenz im Bedarfsfall aufgenommen werden kann.
- Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen